



MEMORANDO n. 14082021 – SEMUS

Jacareacanga - PA, 28 de Setembro de 2021.

A Ilmo. Senhor
SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal
Nesta



Senhor Prefeito,

Venho através deste solicitar a V. Ex.^a abertura de processo licitatório para **Adesão a Ata para a Aquisição de Material Técnico Hospitalar, Material Odontológico e Insumo Laboratorial, de acordo com as necessidades do município de Jacareacanga/PA.**

Justifica-se a presente contratação tendo em vista a necessidade de estoques de insumos médicos para os Postos e Hospital deste município com determinada **urgência**, visando atender das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que o município não possui em seu estoque tais insumos.

A aquisição se justifica face ao interesse público de executar a prevenção a doenças infectocontagiosas e/ou afins em relação a população em geral,

Diante das razões acima mencionadas faz-se necessária a contratação de empresa especializada para suprir as necessidades do Município de Jacareacanga/PA.

Na expectativa do deferimento desse importante pleito, no intuito de comprovar a *vantajosidade* econômica para formalizar o processo de Adesão à ata de registro de preço, foram realizadas pesquisas de preços, junto a órgãos públicos, via contrato e termos de homologação. Diante do exposto, apresento a necessidade de contratação do objeto, justificando a vantagem econômica para a adesão, conforme através do Decreto Federal n. 7.892/2013.

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.


§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Logo, em respeito aos princípios da economicidade e da isonomia e comprovada a devida vantajosidade do processo m epigrafem justifica-se a adesão como “Carona” na **Ata de Registro de Preço n. 9/2021/230204**, na qual em anexos, apresento relação de itens/descrição do objeto a ser licitados, contratos e termos de homologações para pesquisa de preço, e documentos referente ao processo licitatório “**Pregão Presencial n. 9/2021/230204**”, da Prefeitura Municipal de Prainha/PA, ficando à disposição de V. Ex.^a para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Sendo o que temos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,




ALAN MARCELO SIMON
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2021-PMJ/GP
Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.462.638/0001-60



PLANILHA DE MATERIAIS PRETENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JACAREACANGA ATRAVÉS DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2021
230204


ANEXO I

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMO LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRAINHA-PA.


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
165	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY	UNIDADE	300,000
	Especificação : Frasco com 150 ml		
169	ANTI A	UNIDADE	35,000
	Especificação : Reagente para determinação de tipagem sanguinea com 10 ml e conta gotas		
170	ANTI B	UNIDADE	35,000
	Especificação : Reagente para determinação de tipagem sanguinea com 10 ml e conta gotas		
171	ANTI D	UNIDADE	35,000
	Especificação : Reagente para determinação de tipagem sanguinea com 10 ml e conta gotas		
172	ACIDO ÚRICO LIQUIFORM	UNIDADE	40,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 - 4 x 24 mL Reagente 2 - 4 x 6 mL CAL - 1 x 5 mL Reagente 1 - 2 x 80 mL Reagente 2 - 2 x 20 mL CAL - 1 x 5 mL Finalidade: Sistema enzimático para a determinação quantitativa do Ácido Úrico em soro, urina e líquidos (amniótico e sinovial) com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Enzimático Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 20 mg/dL Comprimento de onda: 520 nm (490 - 540 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010071		
173	ACIDO ÚRICO MONOREAGENTE	UNIDADE	50,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 100 ml Padrão Incluído Reagente 1 1 x 250 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático		

	para a determinação do Ácido Úrico por reação de ponto final em amostras de sangue, urina e líquidos (amniótico e sinovial). Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Enzimático - Trinder Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 20 mg/dL Comprimento de onda: 505 nm (490 - 540 nm) N° Registro Anvisa: 10009010256		
174	ALBUMINA	UNIDADE	25,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 250 mL Finalidade: Sistema para a determinação da Albumina em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Verde de Bromocresol) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-078°C; Linearidade: 6 g/dl Comprimento de onda: 630 nm (600 - 640 nm) N° Re08gistro Anvisa: 10009010025.		
175	ASLO	UNIDADE	45,000
	Especificação : Finali090dade: Determinação qualitativa e semiquantitativa em lâmina da Antiestreptolisina O em amostras de soro. Aplicação manual. Metodologia: Aglutinação do látex. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8 °C Sensibilidade: 200 UI/mL N° Registro Anvisa: 10009010063 Kit com 200 determinações		
176	ÁLCOOL ACETONA (DESCORANTE)	UNIDADE	45,000
	Especificação : Reagente para coloração de Gram c/ um litro		
177	AZUL DE METILENO CONCENTRADO	UNIDADE	24,000
	Especificação : Reagente para coloração de BAAR frasco com um litro		
178	ÁLCOOL ACIDO SOLUÇÃO A 1%	UNIDADE	30,000
	Especificação : Reagente para coloração de BAAR frasco com um litro		
179	ÁLCOOL ACIDO SOLUÇÃO A 3%	UNIDADE	30,000
	Especificação : Reagente para coloração de BAAR frasco com um litro		
180	ANTICOAGULANTE EDTA	UNIDADE	12,000
	Especificação : ..		
182	ADAPTADOR P/ VÁCUO	UNIDADE	12,000
	Especificação : em plástico rígido de cor amarelo, não estéril, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, com flange e marca		
183	AGULHA	UNIDADE	480,000

	Especificação : Utilizadas em coletas múltiplas de sangue venoso. Cânula em aço inoxidável, silicatizada e tri facetada; Dispositivo emborrachado que facilita a troca de tubos, evitando contaminações. Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas. Esterilizadas por óxido de etileno. Modelos: 21 G (25 mm x 0,8 mm) e 22 G (25 mm x 0,7 mm). - Apresentação: Caixa com 100 unidades.		
184	BILIRRUBINA	UNIDADE	24,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 250		
185	BILIRRUBINA TOTAL	UNIDADE	24,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 80 mL Reagente 2 2 x 12 mL Finalidade: Sistema bireagente para a determinação de bilirrubina total, por reação de ponto final, em amostras de soro e plasma. Aplicação automática. Metodologia: Colorimétrico (Labtest DCA) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2- 8°C Linearidade: 30 mg/dL. Comprimento de onda: 546 nm (530 - 550 nm) N° Registro Anvisa: 10009010086		
186	BILIRRUBINA DIRETA	UNIDADE	24,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 80 ml Reagente 2 2 x 12 ml Finalidade: Sistema bireagente para a determinação da bilirrubina direta, por reação de ponto final, em amostras de soro e plasma. Aplicação automática. Metodologia: Colorimétrico Informação Técnica: Temperatura de armazenamento :entre 2-8°C. Linearidade: 12 mg/dL Comprimento de onda: 546 nm (530 - 550 nm) N° Registro Anvisa: 10009010087		
187	BETA HCG	UNIDADE	120,000
	Especificação : Apresentação: 25 determinações Finalidade: Sistema para detecção qualitativa rápida da Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG) em amostras de soro ou urina. Aplicação manual Metodologia: Imunocromatografia Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-30 °C Sensibilidade: 25 mUI/mL N° Registro Anvisa: 10009010072		
189	BLOOD STOP ADULTO	UNIDADE	12000,000
	Especificação : Bandagem antisséptica redondo Blood Stop Bege após punção venosa		
190	BLOOD STOP INFANTIL	UNIDADE	12000,000
	Especificação : Bandagem antisséptica redondo		



	Blood Stop Bege após punção venosa		
192	COLETOR INFANTIL FEMININO	UNIDADE	1200,000
	Especificação : Bolsa plástica de polietileno de baixa densidade atóxico e adesivo dupla face à base de borracha hipoalérgica. Não estéril		
193	COLETOR INFANTIL MASCULINO	UNIDADE	1200,000
	Especificação : Bolsa plástica de polietileno de baixa densidade atóxico e adesivo dupla face à base de borracha hipoalérgica. Não estéril		
194	COLESTEROL LIQUIFORM	UNIDADE	60,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 2 x 100 mL Padrão Incluído Reagente 1 2 x 250 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático colorimétrico para a determinação de colesterol total em amostras de soro, com reação de ponto final.Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Enzimático de Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8°CLinearidade: 500 mg/dL Comprimento de onda: 500 nm (490 - 510 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010068		
195	CREATININA	UNIDADE	36,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 50 mL Reagente 2 1 x 200 mL Reagente 3 1 x 10 mL Padrão Incluído Reagente 1 1 x 250 mL Reagente 2 1 x 1000 mL Reagente 3 1 x 30 mL Finalidade: Sistema colorimétrico para a determinação de Creatinina em amostras de soro, plasma e urina com reação de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-25°C Linearidade: 12 mg/dL Comprimento de onda: 510 nm (500 - 540 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010034		
196	CREATININA K	UNIDADE	36,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 240 mL Reagente 2 1 x 60 mL Reagente 3 1 x 5 mL Padrão Incluído		



	Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa da Creatinina em amostra de soro, plasma, urina e líquido amniótico por reação cinética de dois pontos. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-30°C Linearidade: entre 0,2 a 12 mg/dL Comprimento de onda: 510 nm (490 - 520 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010143		
197	COLESTEROL HDL	UNIDADE	96,000
198	CÁLCIO ARZSENAZO LIQUIFORM	UNIDADE	24,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 2 x 50 mL Padrão Incluído Finalidade: Determinação quantitativa do Cálcio em amostras de soro, plasma e urina, com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Arsenazo III) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 17 mg/dL Comprimento de onda: 600 nm (600 - 610 nm) ou Comprimento de onda: 660 nm (650 - 660 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010076		
199	CLORETOS	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 11x490 ml Reagente 21x14 ml Padrão Incluído Finalidade: Sistema para a determinação colorimétrica de Cloretos em amostras de sangue, urina e líquido através de reação de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Tiocianato Mercúrio Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-30°C. Linearidade: entre 70 e 130 mEq/L Comprimento de onda: 470 nm (450 - 500 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010042		
200	CLAMIDIA	UNIDADE	60,000
	Especificação : Kit para determinação qualitativa de Chlamydia trachomatis, por método imunocromatográfico, usando anticorpos específicos para identificação seletiva da Chlamydia trachomatis em amostras endocervicais, uretrais e urina masculina.		
201	TUBO CAPILAR	UNIDADE	4800,000
	Especificação : Para determinação de micro hematócrito sem heparina unidade com 75 mm de comprimento		
203	DILUENTE SDH	UNIDADE	36,000
	Especificação : Apresentação: 1 x 20 L Finalidade: Diluir os elementos figurados do		

	sangue, permitindo a sua contagem nos analisadores SDH 20. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 4-35 °C Pronto para uso Nº Registro Anvisa:		
205	LISANTE SDH	UNIDADE	24,000
	Especificação : Apresentação: 1 x 5 L Finalidade: Solução lisante das hemácias permitindo a dosagem da hemoglobina e a contagem e diferenciação dos leucócitos em 3 populações. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 4-35 °C Pronto para uso Nº Registro Anvisa: 10009010146 kit		
206	ESTANTES	UNIDADE	60,000
	Especificação : Estante para Tubos de Ensaio, Tipo Grade, em Polipropileno, Diâmetro: 20 a 21mm; Capacidade: 60 tubos Autoclavável a 121°C por 20 minutos		
207	ESTANTES SUPORTE REPOUSO	UNIDADE	60,000
	Especificação : Suporte repouso de laminas na posição horizontal e para escorrer líquidos das lâminas. fabricado em plástico; Para 60 Lâminas Para laminas em acrílico.		
208	ESTANTES PARA TUBOS DE ENSAIO	UNIDADE	60,000
	Especificação : Estante para Tubos de Ensaio, Tipo Grade, em Polipropileno, Diâmetro: 20 a 21mm; Capacidade: 40 tubos Autoclavável a 121°C por 20 minutos		
209	FATOR REUMATÓIDE	UNIDADE	36,000
	Especificação : Apresentação: kit c/ 60 determinações. Finalidade: determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina do Fator Reumatóide (FR) em amostras de soro. Metodologia: aglutinação do látex. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8 °C Sensibilidade: 8 UI/mL Nº Registro Anvisa: 10009010024 Kit com 200 determinações		
210	FE LIQUIFORM	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 12x40ml Reagente 22x10 ml Calibrador Incluído Finalidade: Sistema bireagente para a determinação de ferro em amostras de soro por reação de ponto final. Aplicação automática. Metodologia: Colorimétrico (Labtest - Ferrozine) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 1000 µg/dL Comprimento de onda: 560 nm (540 - 580 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010092		
211	FOSFATASE ACIDA	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: 20 determinações		




	Padrão incluído Finalidade: Sistema para a determinação da Fosfatase Ácida em amostras de soro ou plasma, com método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Roy modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 20 U/L Comprimento de onda: 590 nm (570 - 610 nm) N° Registro Anvisa: 10009010033		
212	FOSFASE ALCALINA	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagentes 14x24 ml Reagentes 24x6 ml Finalidade: Sistema para a determinação em modo cinético da Fosfatase Alcalina em soro. (Bowers e Mc Comb modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 1500 U/L Comprimento de onda: 405 nm N° Registro Anvisa: 10009010050 Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica		
213	FÓSFORO	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: 100 determinações Padrão Incluído Finalidade: Sistema para a determinação do Fósforo Inorgânico em amostras de sangue, urina e líquido amniótico com reação de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrica (Molibdato) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-25°C Linearidade: 14 mg/dL Comprimento de onda: 650 nm (640 - 700 nm) N° Registro Anvisa: 10009010008		
214	FOSFORO UV	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 12x100 ml Padrão Incluído Finalidade: Sistema para determinação do Fósforo Inorgânico por fotometria em ultravioleta, com reação de ponto final, em soro, plasma e urina. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: UV (Daly e Ertingshausen modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 20 mg/dL Comprimento de onda: 340 nm N° Registro Anvisa: 10009010051		
215	FUCSINA DE GRAM	UNIDADE	48,000
	Especificação : Reagente para coloração de Gram reagentes e apresentação: Violeta Cristal ----- 1 g Oxalato de amônio ----- 0.8 g		


	Álcool etílico 95% _____ 20 ml Água deionizada _____ 100 ml Apresentação: Frasco de 50, 500 e 1000 ml		
216	FUCSINA DE ZIEHL	UNIDADE	36,000
	Especificação : Reagentes e apresentação: Solução de Fucsina Fenicada a 0,3% 500 mL Solução de Álcool-Ácido a 3 % ----- -500 mL Solução de Azul de Metileno a 0,3 % ----- 500 mL		
217	TIRAS REAGENTES PARA URINALISE	UNIDADE	240,000
	Especificação : Apresentação: 100 determinações Finalidade: Tiras reagentes para a determinação semiquantitativa rápida de glicose, bilirrubina, corpos cetônicos (ácido cetoacético), densidade, sangue, pH, proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos na urina. Aplicação manual. Metodologia: Tiras reativas Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30°C. Nº Registro Anvisa: 10009010225		
219	GAMA GT	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 12x24 ml Reagente 22x6 ml Padrão Incluído Reagente 1 2 x 40 mL Reagente 2 2 x 10 mL Padrão incluído Finalidade: Sistema para determinação quantitativa da atividade da Gama Glutamyl Transferase (Gama GT) em soro ou plasma por fotometria em modo cinético. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: Szasz modificado Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2- 8°C Linearidade: 700 U/L Comprimento de onda: 405 nm (400 - 420 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010004		
220	GLICEMIA LIQUIFORM	UNIDADE	60,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 500 ml Padrão Incluído Reagente 1 2 x 500 mL Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, líquido e líquidos ascítico, pleural e sinovial em método cinético ou de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: GOD-Trinder Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8° C. Linearidade: 500 mg/dL Comprimento da onda: 505 nm (490 - 520 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010236		
221	GIEMSA	UNIDADE	12,000
	Especificação : Reagentes: Álcool Metílico 600 mL/L		




	Glicerina 400 mL/L Eosina Azul de Metileno Segundo Giemsa 7,5 g/L - Apresentação: 1 x 1000mL		
222	ANTI HBE AG	UNIDADE	96,000
	Especificação : Kit para determinação qualitativa de Anticorpos Anti-Antígeno de superfície da hepatite B , por método imunocromatográfico, usando antígeno "e" do vírus da hepatite B marcado com ouro coloidal, em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. Kit com 40 determinações		
223	ANTI HBSAG	UNIDADE	96,000
	Especificação : Kit para determinação qualitativa de Anticorpos Anti-Antígeno de Superfície da Hepatite B, por método imunocromatográfico, usando antígeno de superfície do vírus da hepatite B marcado com ouro coloidal, em amostras de sangue total, soro ou plasma humano kit c/ 40 determinações		
224	HBS AG	UNIDADE	96,000
	Especificação : Kit para determinação qualitativa do antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg), por método imunocromatográfico, usando anticorpos mono e policlonais imobilizados na membrana para identificação seletiva de HBsAg em amostras de soro. kit c/ 40 determinações		
225	HCV	UNIDADE	96,000
	Especificação : Kit para determinação qualitativa do anticorpo anti- HCV, por método imunocromatográfico usando antígenos sintéticos e recombinantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV em amostras de soro ou sangue total. kit c/ 40 determinações		
226	HIV	UNIDADE	96,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 110 Reagente 21x1,5 ml R1 20 R2 1x3,0 ml R1 40R2 1x6,0 ml Finalidade: Sistema para detecção qualitativa rápida de anticorpos anti-HIV-1/2/O em amostras de soro, plasma ou sangue total.Aplicação manual Metodologia: Imunocromatografia Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C Sensibilidade: 100% Especificidade: 100% Eficiência: 100% Nº Registro Anvisa: 10009010151		
227	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: 25 determinações Finalidade: Sistema para		



	determinação da Hemoglobina Glicada em amostra de sangue. Aplicação manual. Metodologia: Colorimétrico (Trivelli modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-25°C Linearidade: 30% Comprimento de onda: 415nm (405 - 430 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010016		
228	HEMOGLOBINA REAGENTE	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 2 x 10 mL (20 mL) Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa da hemoglobina em amostras de sangue total, com reação colorimétrica de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrica (Cianeto de hemoglobina - HiCN) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-25°C. Linearidade: 25 g/dL Comprimento de onda: 540 nm		
229	LANCETA ESTERIL	UNIDADE	2400,000
	Especificação : Lancetas mais finas (0,3mm ou 30G);durabilidade:200 punções c/ tampa protetora c/projeto ergonômico,mecanismo bloqueador, evitando a reutilização,		
230	LUGOL DE GRAM.1%	UNIDADE	48,000
	Especificação : Reagentes: Iodo Ressublimado 3,34 L/L Iodeto de Potássio 6,67 g/L Água Deionizada qsp ; Apresentação: 1x1000mL		
231	LEISHMANN	UNIDADE	48,000
	Especificação : Corante empregado habitualmente em técnica hematológica, pertencem ao grupo dos corantes sintéticos, derivados da hulha, as anilinas, solubilizadas no estado de sais. O corante Leishman é um derivado do corante Ramanowsky e constitui uma mistura de eosinato de azul de metileno e eosinato de violeta e azul de metileno, dissolvido em álcool metílico.REAGENTES E APRESENTAÇÃO: Corante Leishman 8 gr Metanol pH 6,8 1000 mL Apresentação: frascos de 500 e 1000 mL.		
232	LUGOL FORTE 2%	UNIDADE	12,000
	Especificação : Solução de iodo para exame parasitológico de fezes. Apresentação: Frasco com 1000 ml Informação Técnica: Armazenamento: Temperatura Ambiente (15 a 25°C)		
233	LAMINAS PARA MICROSCOPIA	UNIDADE	360,000
	Especificação : Lamina 26x76mm, fosca lapidada		




	c/ espessura 1,0x1,2mm caixas com 50 unidades		
234	LAMINAS PARA MICROSCOPIA LISA	UNIDADE	360,000
	Especificação : Lamina 26x76mm, lisa não lapidada com espessura 1,0x1,2mm caixa c/ 50 unidades intercaladas uma a uma c/ folhas de papel		
235	LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIO	UNIDADE	360,000
	Especificação : Com espessura de 0,9 - 1 mm (cx.c/ 500 unidades) c/ tamanho de18X18mm		
236	LAMPARINA	UNIDADE	60,000
	Especificação : c/ produção de álcool lâmpada; c/ alta qualidade lâmpada de álcool ; cor lâmpada de álcool ; em vidro c/ tampa e pavio		
237	LAMPADAS PARA MICROSCOPIO	UNIDADE	3,000
	Especificação : BI PINO 787 10W 6V G4 GE SN2B		
238	LÂMPADA 100W	UNIDADE	60,000
	Especificação : p/ microscopio bi pino 100W 12V GY6,35 - FCR - 50h - 64625		
240	MUCO PROTEÍNAS	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação:25 determinações Padrão Incluído100 determinaçõesFinalidade: Determinação quantitativa da Mucoproteínas em amostra de soro com reação de ponto final. Aplicação manual. Metodologia: colorimétrica (Winsler modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 15-25°C Linearidade: 15 mg/dL Comprimento de onda: 680 nm (640 - 700 nm) N° Registro Anvisa: 10009010084		
241	MAGNÉSIO	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 11x100 ml Reagente 21x100 ml Padrão Incluído Finalidade: Sistema para a determinação do Magnésio em amostras de soro, plasma, urina e líquido com reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática.. Metodologia: Colorimétrica (Magon sulfonado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 15-25°C. Linearidade: 4,5 mg/dL Comprimento de onda: 505 nm (500 - 540 nm) N° Registro Anvisa: 10009010012		
243	MICROTUBOS	UNIDADE	12,000
	Especificação : Microtubo c/capacidade 200ul (0,2ml) com tampa tipo Flat (Lisa/Chata)		




	Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênios, minerais ou metais pesados; Parede ultra fina própria para resistir as mudanças de temperaturas; Apresentação: pacote com 1000 tubos.		
244	PROTEÍNA C REATIVA	UNIDADE	60,000
	Especificação : R1 - 1x3,0 ml; c/ controel (+) 1x0,5 mL; c/ control (-) - 1x0,5 ml ; c/ 120 determinações Finalidade: Sistema para a determinação qualitativa e semiquantitativa, em lâmina, da proteína C-reativa (PCR). Aplicação manual. metodologia: Aglutinação Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C Sensibilidade: 6,0 mg/L Nº Registro Anvisa: 10009010032kit c/ 120 determinações.		
245	POTÁSSIO LIQUIFORM	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 11x24 ml Reagente 21x9 ml CAL 11x1 ml CAL 21x1 ml Finalidade: Sistema para determinação quantitativa do íon potássio em amostras de soro, por reação enzimática, em modo cinético. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Enzimática Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 2,0 a 8,0 mmol/L Comprimento de onda: 380 nm Nº Registro Anvisa: 10009010234		
246	PONTEIRAS	UNIDADE	600,000
	Especificação : Ponteiras Amarelas com capacidade de 0 a 200 µl. Totalmente autoclaváveis, feitas de		
247	PLACAS DE KLINE	UNIDADE	60,00
	em vidro 6x8 cm x 4 mm c/12 escavações		
248	PADRÃO DE HEMOGLOBINA	UNIDADE	35,000
	Especificação : Apresentação: 1x1 ml Finalidade: Reagente para padronização da dosagem de hemoglobina Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Padrão de Cianeto de Hemoglobina Nº Registro Anvisa: 10009010028		
249	PAPEL DE FILTRO	UNIDADE	120,000
	Especificação : Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2; Porosidade; 3 micras Apresentação: Caixa com 100 folhas.com diâmetro de 150mm		
250	PAPEL DE FILTRO 90MM	UNIDADE	120,000
	Especificação : Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2; Porosidade; 3 micras Apresentação: Caixa com 100 folhasC/ diâmetro de 90mm		
251	PADRÃO DE BILIRRUBINA	UNIDADE	60,000
	Especificação : apresentação: 1x3 ml Finalidade:		




	Reagente para a padronização da medição da Bilirrubina. Rastreável ao NIST SRM 916 ^a Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Nº Registro Anvisa: 10009010010		
252	PICETAS Especificação : Piceta graduada fabricada em poliestireno. c/ Quantidade:Capacidade - 250ml	UNIDADE	60,000
253	PICETAS 500ML Especificação : Piceta graduada fabricada em poliestireno. c/ Quantidade:Capacidade - 500ml	UNIDADE	120,000
254	PIPETAS PARA VHS MILIMETRADA Especificação : Pipeta graduada com 200mm de comprimento e 2,5mm de diâmetro interno, onde esta deve ser preenchida ate a marca 0 e deixada na posição vertical de 1 a 2 horas; Método: Westergreen.	UNIDADE	30,000
255	PIPETAS AUTOMÁTICAS 10 Especificação : Unid. 10 microlitros com ejedor automático de ponteiros	UNIDADE	6,000
256	PIPETAS AUTOMÁTICAS 20 Especificação : Unid. 20 microlitros com ejedor automático de ponteiros	UNIDADE	6,000
257	PIPETAS AUTOMÁTICAS 25 Especificação : Unid. 25 microlitros com ejedor automático de ponteiros	UNIDADE	6,000
258	PIPETAS AUTOMÁTICAS 50 Especificação : Unid. 50 microlitros com ejedor automático de ponteiros	UNIDADE	6,000
259	PIPETAS AUTOMÁTICAS 100 Especificação : Unid. 100 microlitros com ejedor automático de ponteiros	UNIDADE	6,000
260	PIPETAS AUTOMÁTICAS 200 Especificação : Unid. 200 microlitros com ejedor automático de ponteiros	UNIDADE	6,000
261	PIPETAS AUTOMÁTICAS 250 Especificação : Unid. 250 microlitros com ejedor automático de ponteiros	UNIDADE	6,000
262	PIPETAS AUTOMÁTICAS 300 Especificação : Unid. 300 microlitros com ejedor automático de ponteiros	UNIDADE	6,000
263	PIPETAS GRADUADAS 2ML Especificação : C/ esgotamento total ;de vidro 02	UNIDADE	120,000
264	PIPETAS GRADUADAS 5 Especificação : C/ esgotamento total ;de vidro 05	UNIDADE	120,000
265	PIPETAS GRADUADAS 10ML Especificação : C/ esgotamento total ;de vidro 10	UNIDADE	120,000
266	PIPETAS GRADUADAS 20ML Especificação : C/ esgotamento total ;de vidro 20	UNIDADE	120,000




267	PROVETA	UNIDADE	2,000
	Especificação : Em Polimetilpentano (PMP-TPX); Transparente, conforme norma ISO 7056; Autoclavável a temperaturas de até 170 C; Excelente resistência química; c/ graduada de 50 ml a 1 litro.		
268	MICROPIPETA AUTOMATICA	UNIDADE	12,000
	Especificação : Micropipeta mecânica monocanal de volume variável; Desenvolvida para dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes; Com ejeter automático de ponteiros; Visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização; Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente; Parte inferior desmontável para que possa ser autoclavada ou esterilizada; A micropipeta vem calibrada de fábrica e certificada por ISO 17025.- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 0,5µl à 10µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5µl à 50µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 10µl à 100µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 20µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 50µl à 200µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100µl à 1000µl;- MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 200µl à 1000µl		
269	PROVETA GRADUADA DE 0,5ML A 10ML.	UNIDADE	2,000
	Especificação : Em Polimetilpentano (PMP-TPX); Transparente, conforme norma ISO 7056; Autoclavável a temperaturas de até 170 C; Excelente resistência química; c/ graduada de 0,5ml a 10ml.		
270	PROVETA DE PLÁSTICO	UNIDADE	12,000
	Especificação : Em Polimetilpentano (PMP-TPX); Transparente, conforme norma ISO 7056; Autoclavável a temperaturas de até 170° C; Excelente resistência química; graduada de 01 ml a 500 ml.		
271	PROVETA 500ML	UNIDADE	2,000
	Especificação : Em vidro capacidade de 500ml		
272	PROVETA 1000 ML	UNIDADE	2,000
	Especificação : Em vidro ,capacidade de 1000ml		
273	PSA	UNIDADE	2,000
	Especificação : Apresentação: 20 determinações Finalidade: Sistema para detecção qualitativa rápida de Antígenos		





	detecção qualitativa rápida do Antígeno Prostático Específico (PSA) em amostras de soro. Aplicação manual Metodologia: Imunocromatografia Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C Sensibilidade: 2.5 ng/mL Nº Registro Anvisa: 10009010240		
274	REAGENTE DE COR DE HEMOGLOBINA	UNIDADE	2,000
	Especificação : Kit ponto fixo com 1000 ml		
275	RACK AUTOCLAVÁVEL DE PONTEIRAS AMARELAS	UNIDADE	2,000
	Especificação : volume 0 a 200 µl. de polipropileno Ponteiras Amarelas com capacidade de 0 a 200 µl. Totalmente autoclaváveis, feitas de polipropileno. Sem Filtro (Não Estéril) rack com 96 ponteiras		
276	SDH CLEANER	UNIDADE	60,000
	Especificação : Apresentação: SDH Blue 2 - 1 x 150 mL SDH Red 3		
	- 1 x 150 mL SDH Yellow 1 - 1 x 150 mL Finalidade: Limpeza dos analisadores de hematologia SDH 20 Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 15-30 °C Pronto para uso Nº Registro Anvisa: 10009010157		
277	SANGUE OCULTO	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: 20 determinações Finalidade: Sistema para a detecção qualitativa rápida de sangue humano oculto em amostras de fezes. Aplicação manual. Metodologia: Imunocromatografia. Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-30 °C Sensibilidade: 0,04 µg de hemoglobina por mililitro de fezes. Nº Registro Anvisa: 10009010177		
278	SUPORTE DE WESTEGREEM	UNIDADE	24,000
	Especificação : Fabricada em base de ferro pintada em epóxi branco, haste e suporte superior com parafusos rosqueáveis, em alumínio, com capacidade para 10 provas numeradas. Para pipetas de vidro ou plástico nos tamanho de 30cm.		
279	SÓDIO ENZIMÁTICO	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 11x24 ml Reagente 21x14 ml CAL 11x2 ml CaL		



	21x2 ml Finalidade: Sistema para determinação quantitativa do íon sódio em amostras de soro, por reação enzimática, em modo cinético. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Enzimática Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Linearidade: 80 a 180 mmol/L Comprimento de onda: 405 nm Nº Registro Anvisa: 10009010230		
281	LIQUIDO DE TURCK	UNIDADE	12,000
	Especificação : Solução corante utilizada para o evidenciamento de leucócitos na contagem de glóbulos brancos: reagentes e apresentação:Cada 100 mL do produto contém: Solução de Violeta Genciana ----- 1 mL Solução de ácido acético 2% ----- 100 mL Apresentação:Frascos de 500 mL		
282	TRIGLICERÍDEOS LIQUIFORM	UNIDADE	72,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 12x100 mL Padrão Incluído R1 2x250 mL Finalidade: Sistema enzimático para determinação dos triglicérides por reação de ponto final em amostras de sangue. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica (Reação de Trinder) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento:entre 2-8°C Linearidade: 1100 mg/dL Comprimento de onda: 505 nm (490 - 520 nm) Nº Registro Anvisa: 0009010070		
283	TUBOS A VÁCUO COM EDTA	UNIDADE	60000,000
	Especificação : Edta - k2/k3 coleta de sangue tube ;material: vidro/pet tamanho: 13*75,13*100,16*100; certificado: ce/iso13485; volume: 1ml-10ml; Vidro vacutainer edta - k2/k3 tubo, tampão de lavanda;. embalagem: bandeja de espuma em seguida encolhimento térmico, 100 pcs/faom bandeja, 1200 pcs/caixa; Apresentações Tubo EDTA K2 / K3; tampa roxa		
284	TUBOS A VÁCUO SEM EDTA	UNIDADE	60000,000
	Especificação : Tubo para coleta de sangue aberta ou fechada tipo Vacutainer Siliconizado . Apresentações:- Tubo Siliconizado (Seco) - Tampa vermelha c/ vlume de 5ml ou 10 ml		
285	TUBOS A VÁCUO	UNIDADE	60000,000
	Especificação : Vacutainer azul tubo pt; padrão: ce/iso13485; material: vidro/pet; volume: 1ml-10ml		

	;. especificações: 13*75mm, 13*100mm, 16*100mm; certificado: iso13485 & ce; 0.109mol/l citrato de sódio (1:9); embalagem: bandeja de espuma em seguida encolhimento térmico, 100 pcs/bandeja de espuma, 1200 pcs/caixa		
286	ALT/GTP	UNIDADE	72,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 14x24 ml; Reagente 24x6 ml; Reagente 31x1,5 mL; Reagente 12x80 ml; Reagente 22x20 ml; Reagente 31x2,2 ml; Finalidade: Sistema para a determinação da Alanina Amino Transferase (ALT) ou Transaminase Glutâmico Pirúvica (GPT) em modo cinético. Aplicação manual, semi- automática e automática. Metodologia: Cinética UV-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/L Comprimento de onda: 340 nm. Nº Registro Anvisa: 10009010029		
287	AST/GTO	UNIDADE	72,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 14x24 ml Reagente 24x6 ml Reagente 31x1,5 ml Reagente 12 x80 ml Reagente 22x20 ml Reagente 31x2,2 ml Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético contínuo da AST / GOT em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Cinética UV-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/L Comprimento de onda: 340 nm Nº Registro Anvisa: 10009010018		
288	TOXOPLASMOSE HAI	UNIDADE	48,000
	Especificação : Kit com 80 determinações		
289	TUBOS DE ENSAIO 3ML	UNIDADE	1200,000
	Especificação : Em vidro ;com capacidade para 3ml		
290	TUBOS DE ENSAIO 5ML	UNIDADE	600,000
	Especificação : Em vidro; com capacidade para 5ml		
291	TUBOS DE ENSAIO 10 ML	UNIDADE	600,000
	Especificação : Em vidro; com capacidade para 10 ml		
292	URÉIA CE	UNIDADE	36,000
	Especificação : Apresentação: 500 determinações		





	Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático-colorimétrico para a determinação da uréia em amostras de sangue e urina, por reação de ponto final. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica (Urease - Labtest) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 300 mg/dL Comprimento de onda: 600 nm (580 - 620 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010011		
293	URÉIA UV	UNIDADE	36,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 14x40 ml Reagente 24x10 ml Padrão Incluído Reagente 12x200 ml Reagente 22x50 ml Padrão Incluído Finalidade: Sistema enzimático para determinação da uréia por fotometria em ultravioleta usando cinética de dois pontos (tempo fixo). Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Enzimático UV Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 300 mg/dL Comprimento de onda: 340 nm Nº Registro Anvisa: 10009010020		
294	VIOLETA DE GENCIANA	UNIDADE	60,000
	Especificação : Reagente para coloração de Gram ;Violeta		
	Genciana 9 g/L; Álcool Etílico 99,5% 90 mL/L; Fenol Líquido 40 mL/L; Água Deionizada qsp; - Apresentação: 1 x 1000mL		
295	VDRL ANTÍGENO PRONTO PARA USO	UNIDADE	120,000
	Especificação : Reagente 1-1x5,0 ml c/ Controle (+) -1x0,5 ml; c/ Controle (-) - 1x0,5 mL; c/ 250 determinações; Reagente 1-1X10,0ml c/ Controle (+) - 1x0,5 mL; c/ Controle (-) - 1x0,5ml 500 determinações ;Finalidade: Teste não treponêmico utilizado para determinação qualitativa e semi-quantitativa, de anticorpos não treponêmicos (reaginas) presentes no soro ou plasma, utilizado para triagem sorológica da Sífilis. Somente para uso diagnóstico in vitro. Metodologia: Teste não treponêmico - reação de floculação Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8 °C Nº Registro Anvisa: 10009010223		
296	OLÉO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA	UNIDADE	24,000
	Especificação : Kit com 100 ml para microscopia		
298	AMILASE	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 11x50 ml Reagente 21x5 ml Finalidade: Sistema para a		

	determinação da Amilase em soro, plasma, urina e líquidos (duodenal, pleural e ascítico) por reação cinética de tempo fixo com leitura em ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Caraway modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 400 U/dL Comprimento de onda: 660 nm (620 - 700 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010082		
299	CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: 40 determinações Padrão Incluído Finalidade: Sistema para determinação da Capacidade de Ligação de Ferro em amostras de soro, com reação de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Goodwin modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-25°C. Linearidade: 450 µg/dL Comprimento de onda: 560 nm (540 - 580 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010013		
301	CK NAC	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 12x24 ml ; Reagente 22x6 ml Calibrador incluído Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa em modo cinético da creatina quinase total (CK) em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: UV - IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C Linearidade: 2000 U/L Comprimento de onda: 340 nm Nº Registro Anvisa: 10009010019		
302	CK MB	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 12x24 ml ; Reagente 22x6 ml Calibrador incluído Finalidade: Sistema para determinação quantitativa da atividade da isoenzima MB da Creatina Quinase (CK-MB) em modo cinético em soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: UV - Inibição-IFCC Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: 2-8°C. Linearidade: 600 U/L Comprimento de onda: 340 nm Nº Registro Anvisa: 10009010069		
303	DESIDROGENASE LÁCTICA	UNIDADE	12,000
	Especificação : Kit ponto fixo com 120 determinações		
304	FERRO SÉRICO	UNIDADE	12,000

	Especificação : Apresentação: 80 determinações Padrão incluído Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa de Ferro Sérico em amostra de soro com reação de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrico (Goodwin modificado) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 15-25°C. Linearidade: 1000 µg/dL Comprimento de onda: 560 nm (540 - 580 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010014		
305	FRUTOSAMINA	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 16x9 ml Reagente 26x6 ml Calibrador Incluído Finalidade: Sistema para a determinação da Frutosamina por método cinético de tempo fixo em amostras de soro. Aplicação manual, semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrico (Redução do NBT - azul de nitrotetrazóico) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: entre 20 e 800 µmol/L Comprimento de onda: 530 nm (510 - 550 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010049		
306	HDL LE	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: R1 1x60 ml R2 1x20 ml Calibrador Incluído Finalidade: Sistema para a determinação homogênea direta do Colesterol HDL em soro ou plasma. Aplicação automática. Metodologia: Colorimétrica (Acelerador - Detergente Seletivo) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 200 mg/dL Comprimento de onda: 600 nm 0 Nº Registro Anvisa: 10009010057		
307	HDL LD	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: R1 1 x 60 mL R2 1 x 20 mL Calibrador 1 x 1 mL Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa e direta do Colesterol HDL em soro ou plasma. Aplicação automática. Metodologia: Surfactante seletivo Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 184,8 mg/dL Comprimento de onda: 600 nm Nº Registro Anvisa: 10009010231		
308	LDH	UNIDADE	60,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 60		

	mL Reagente 2 1 x		
	20 mL Calibrador 1 x 1 mL Finalidade: Sistema para a determinação quantitativa e direta do colesterol LDL em amostra de soro ou plasma. Aplicação automática. Metodologia: Surfactante Seletivo Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 250 mg/dL Comprimento de onda: 600 nm (560 - 600 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010232		
309	LDH LIQUIFORM	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 1 x 30 mL Reagente 2 1 x 10 mL Calibrador Incluído Finalidade: Sistema bireagente para a determinação homogênea direta do colesterol LDL em amostra de soro ou plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Colorimétrica (Surfactante Seletivo) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: entre 6,6 e 992 mg/dL Comprimento de onda: 546 nm (540 - 550 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010136		
310	LIPASE LIQUIFORM	UNIDADE	60,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 1 3 x 10 mL Reagente 2 3 x 6 mL Finalidade: Sistema bireagente enzimático para a determinação da lipase pancreática em amostra de soro e plasma. Aplicação semi-automática e automática. Metodologia: Enzimática colorimétrica Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: entre 3,0 e 300 U/L Comprimento de onda: 570 nm (550 - 600 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010138		
311	TRANSAMINASES OXALACÉTICA	UNIDADE	36,000
	Especificação : Apresentação: 200 determinações Padrão Incluído Finalidade: Sistema para medida da atividade da Transaminase Oxalacética (TGO) em amostra de sangue, por método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrica (Reitman e Frankel) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C Linearidade: 190 U/mL Comprimento de onda: 505 nm (490 - 540 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010031		
312	TRANSAMINASES PIRÚVICA	UNIDADE	36,000
	Especificação : Apresentação: kit com 200 determinações; Finalidade: Sistema para medida		



	da atividade da Transaminase Pirúvica (TGP) em amostra de sangue, por método cinético de tempo fixo e medição de ponto final. Aplicação manual e semi-automática. Metodologia: Colorimétrica (Reitman e Frankel) Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2- 8°C Linearidade: 150 U/mL Comprimento de onda: 505 nm (490 - 540 nm) Nº Registro Anvisa: 10009010027		
313	MANGUEIRA	UNIDADE	36,000
	Especificação : De polietileno para resíduos do SDH		
314	SENSOR DE NÍVEL DE SDH	UNIDADE	24,000
	Especificação : Cor vermelha para diluente em		
315	SENSOR DE NÍVEL DE SDH PARALISANTE	UNIDADE	24,000
	Especificação : Cor amarelo paralisante em polietileno		
316	CRONOMETRO DIGITAL	UNIDADE	60,000
	Especificação : Com timer de contagem regressiva		
	ímã para fixação em superfícies metálicas		
	capacidade máxima de contagem regressiva 99 minutos e 59 segundos		
317	BIOCLEAN PLUS	UNIDADE	48,000
	Especificação : Solução específica para limpeza de cubetas de fluxo frasco de 50 ml		
318	FITAS REATIVAS DE GLICEMIA	UNIDADE	120,000
	Especificação : Com chip de codificação frasco com 50 tiras		
319	TEMPO DE PROTROMBINA	UNIDADE	12,000
	Especificação : Kit c/ 30 Determinações		
320	PT HEMOSTASE	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagente 15x2 ml		
	Reagente 15x4 ml Finalidade: Sistema para determinação do tempo de protrombina (TP) e medição dos fatores do complexo protrombínico (fatores II, V, VII e X). Metodologia: Coagulometria - Quick Informação Técnica: Temperatura de armazenamento: entre 2-8°C. Material liofilizado Nº Registro Anvisa: 10009010134		
321	APTTTP HEMOSTASE	UNIDADE	12,000
	Especificação : Apresentação: Reagentes 11x4 ml		
	Reagente 21x6 ml Finalidade: Reagente para		

determinação do tempo de tromboplastina
parcial ativada (TTPA) e medição dos fatores da
coagulação baseada no tempo de tromboplastina
parcial ativada. Metodologia: Coagulometria
Informação Técnica: Temperatura de
armazenamento: entre 2-8°C. Pronto para uso. Nº
Registro Anvisa: 10009010135





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



OFÍCIO Nº 001/2021

Jacareacanga – PA, 28 de Setembro de 2021.



Prezado Gestor da Ata Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2021-230204 do Município de Prainha – PA.

ASSUNTO: Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão Presencial nº 9/2021-230204

Com os nossos sinceros votos de estima e consideração, SOLICITAMOS o Termo de Aceite à Adesão a referida Ata subscrita acima, com o objetivo de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga/PA.

Considerando e tendo em vista que de acordo com o art. 22, *caput*, do Decreto n. 7.892/2013, justificada a vantagem, “a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, **mediante anuência do órgão gerenciador.**”

Considerando o manifesto interesse do referido órgão para a Adesão da referida Ata, na oportunidade, SOLICITAMOS o DEFERIMENTO do pedido.

Sem mais, e no aguardo.

Alan Marcelo Simon
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO Nº 004/2021-PMJ/GP